

4IN1 BEAUTY STATION BEST PARTNER

ART. 9157

muster
beauty division



MILANO - ITALY



THE AUTHENTIC DIMENSION OF BEAUTY



MASSAGGIO ENDODERMICO (VACUUM + RULLI) + R.F. + SOFTLASER

4 MANIPOLI CORPO E VISO PER TRATTAMENTI COMPLETI E DIVERSIFICATI, CON RISULTATI VISIBILI FIN DA SUBITO:

2 MANIPOLI CORPO con display e comandi incorporati per una migliore praticità di regolazione e visualizzazione dei parametri di trattamento. Ottima ergonomia per facilitare il lavoro dell'operatore estetico.

- Miglioramento dell'elasticità della cute e dell'aspetto.
- Body Slimming
- Rassodamento delle aree.
- Combatte gli inestetismi di adipe e cellulite.

1 MANIPOLO VISO con applicatore medio per trattamenti anti-age e ringiovanimento cutaneo.

1 MANIPOLO VISO con applicatore piccolo dedicato all'attenuamento delle rughe e trattamento delle smagliature.



RADIOFREQUENZA trattamento non invasivo che sfrutta l'azione di onde elettromagnetiche per contrastare diversi tipi di inestetismi tra cui: lassità cutanea, smagliature e perfino miglioramento degli inestetismi legati alla cellulite.

IL TRATTAMENTO ENDODERMICO è un massaggio connettivale aspirato, che mira cioè a riattivare la circolazione e ad ossigenare le cellule attraverso un massaggio meccanico che sollecita la pelle, aspirandola e massaggiandola con rulli metallici.

IL SOFT LASER, agisce sulla cute emettendo la luce alla lunghezza d'onda di 940nm. L'energia laser raggiunge il tessuto adiposo sottocutaneo stimolandolo.





• **TECHNOLOGY DESIGN**

Ampio display da 8,00" con software semplice e estremamente intuitivo con la possibilità di personalizzare i trattamenti.



• **SAFETY AND SANITATION**

Presenza di applicatori amovibili e igienizzabili per ogni manipolo.

INCLUSI N.2 OLIO SECCO CON FORMULE INNOVATIVE E SPECIFICHE PER VISO E CORPO. IDEALE PER TRATTAMENTI CON APPARECCHIATURE PER IL MASSAGGIO ENDODERMICO. AUMENTA LA SCORREVOLEZZA DEI MANIPOLI, NUTRE E IDRATA LA PELLE E NON LA LASCIA UNTA.

N. 1 ART. 69C - Olio Secco con Fosfatidilcolina
Corpo - 500ml

Specifico per trattamenti degli inestetismi epidermici di soggetti con adiposità localizzate e/o cellulite.

N. 1 ART. 208V - Olio Secco con Sinergia Multivitaminica per trattamento
Viso - 200ml

specifico per trattamenti anti-età per prevenire l'invecchiamento cutaneo, proteggere e tonificare la pelle preservandola da lassità e formazione di rughe.



ASSISTENZA ALL'ACQUISTO
CONTATTA **GRATIS** E SENZA IMPEGNO
IL **NUMERO VERDE 800 265330**
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.30



4INI BEAUTY STATION

BEST PARTNER

ART. 9157



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Vacuum/Aspirazione**
da 10 a 80kPa
- **R.F.**
da 0 a 60joule cm²
- **Soft Laser**
da 0 a 20W
- **Lunghezza d'onda soft laser**
940nm
- **Velocità Rulli**
da 0 a 36 rpm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Alimentazione**
220 - 240V - 50/60Hz - 750W
- **Dimensioni apparecchio**
64x61,5 H108,5cm
- **Dimensioni apparecchio con porta manipoli montati**
64x61,5 H168cm
- **Dimensioni imballo**
75x62x123cm
- **Peso apparecchio completo di manipoli**
54kg
- **Peso apparecchio con imballo**
84kg

muster
beauty division

MILANO - ITALY

◆ MÜSTER & DIKSON S.p.A.

SEDE, STABILIMENTI ED ESPOSIZIONE

Via Privata da via Kennedy snc
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)
e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)
e-mail: export@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com

EXPO MÜSTER AREA SUD

Via Massafra, 30i
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400
e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Avd Gran Vía de les Corts Catalanes n° 524, ent 2°
08011 BARCELONA - España
Tel. +34 93 421 0589
e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.

350 Harry Walker Parkway North - Suite 14
Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 - Fax +1 905.235.5524
e-mail: info@dikson.ca - www.dikson.ca

